

Field Bridging Lab & Padanan SatuSehat

Penjelasan dua belas field tambahan pada tabel bridging laboratorium, beserta resource dan path FHIR yang menjadi tujuannya di SatuSehat.

Untuk tim pengembang vendor LIS Basis Teramedik V3 / V5 Tanggal 8 September 2026

Cara membaca field bertiga

Field `ssid` dan `scmid` masing-masing muncul dalam tiga kolom. Ini bukan pengulangan — ketiganya membentuk satu *CodeableConcept* FHIR, jadi setiap bagian punya peran berbeda.

ssid ID internal Teramedik, foreign key ke tabel master. 744	ssid_code Kode resmi SNOMED CT. Ini yang dikirim ke SatuSehat. 119364003	ssid_display Nama resmi SNOMED CT, diteruskan apa adanya ke payload. Serum specimen
---	---	--

Pola yang sama berlaku untuk `scmid`, `scmid_code`, dan `scmid_display`.

TABEL **LABORATORY_BRIDGING_ORDER_CHEM** → RESOURCE **DIAGNOSTICREPORT**

Field pada header pemeriksaan

h17_category VARCHAR

Kategori layanan diagnostik menurut **HL7 v2 Table 0074 — Diagnostic Service Section ID**. Nilainya dipilih dari tabel master `h17_category` yang berisi 45 kode, misalnya `LAB` untuk laboratorium umum, `CH` untuk kimia klinik, atau `HM` untuk hematologi.

SATUSEHAT	DiagnosticReport.category[0].coding[0].code
SYSTEM	http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0074

type_conclusion VARCHAR DEFAULT 'text'

Menentukan **sistem terminologi yang dipakai untuk menuliskan kesimpulan** hasil lab. Field ini bukan isi kesimpulannya — isinya ada di field `finish_note`. Nilai yang diterima hanya empat: `text`, `snomed-ct`, `loinc`, dan `h17`.

Bila diisi `text`, `finish_note` dibaca sebagai teks bebas. Bila diisi `snomed-ct`, `finish_note` dibaca sebagai kode dari tabel master `snomedct_conclusion` (158 baris).

TEXT	<code>DiagnosticReport.conclusion</code>
SNOMED-CT	<code>DiagnosticReport.conclusionCode[0].coding[0]</code>
SYSTEM	<code>http://snomed.info/sct</code>

efektif_date TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE

Waktu **klinis relevan** dari hasil, yaitu kapan pemeriksaan itu berlaku menggambarkan kondisi pasien. Praktisnya diisi waktu pengambilan sampel.

SATUSEHAT	<code>DiagnosticReport.effectiveDateTime</code>
JUGA	<code>Observation.effectiveDateTime</code>

issued_date TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE

Waktu hasil **resmi diterbitkan** oleh laboratorium ke klinisi, yaitu setelah divalidasi dokter patologi klinik.

SATUSEHAT	<code>DiagnosticReport.issued</code>
-----------	--------------------------------------

result_status CHAR(1) DEFAULT '0' TIDAK AKTIF

Field ini **tidak digunakan**. Hasil penelusuran ke kode program: tidak ada satu pun baris di Teramedik V3 maupun V5 yang membaca atau menulis field ini. Hasil penelusuran ke basis data: seluruh 318.075 baris bernilai '0' tanpa kecuali.

Ini kolom warisan yang tidak pernah diimplementasikan, dan **tidak punya padanan di SatuSehat**. Silakan abaikan, atau kirim '0'.

Bila yang dimaksud adalah status hasil versi FHIR — `registered`, `preliminary`, `final`, `amended` yang menuju `DiagnosticReport.status` — maka itu bukan field ini, dan perlu disepakati field baru terlebih dahulu.

TABEL **LABORATORY_BRIDGING_ORDER_CHEM_DETAIL** → RESOURCE **SPECIMEN**

Field pada detail pemeriksaan

ssid ssid_code ssid_display VARCHAR

Jenis spesimen yang diperiksa — serum, plasma, urin, dan seterusnya. Diambil dari tabel master `snomedct_speciment` yang berisi 1.767 kode SNOMED CT.

SATUSEHAT	<code>Specimen.type.coding[0].code</code>
DISPLAY	<code>Specimen.type.coding[0].display</code>
SYSTEM	<code>http://snomed.info/sct</code>

scmid scmid_code scmid_display VARCHAR

Metode pengambilan spesimen — pungsi vena, tusuk jari, usap, biopsi, dan seterusnya. Diambil dari tabel master `snomedct_collect_method` yang berisi 15 kode. Daftar lengkapnya ada di bagian referensi di bawah.

SATUSEHAT	<code>Specimen.collection.method.coding[0].code</code>
DISPLAY	<code>Specimen.collection.method.coding[0].display</code>
SYSTEM	<code>http://snomed.info/sct</code>

specimen_ss_id VARCHAR

Bukan kode terminologi, melainkan **identifikasi lokal untuk resource Specimen**. Dibentuk otomatis oleh sistem dengan pola `<lodid>-S`, misalnya `4588690-S`.

Semua parameter di bawah satu header pemeriksaan berbagi `specimen_ss_id` yang sama, karena memang diambil dari satu tabung. Contohnya Hematologi Rutin: hemoglobin, leukosit, dan trombosit semuanya menunjuk ke satu resource `Specimen` lewat `Observation.specimen.reference`.

SATUSEHAT

Specimen.identifier[0].value

Yang perlu dikirim vendor

Cukup kirim kode SNOMED, bukan ID internal

Vendor tidak perlu mengetahui ID internal Teramedik. Bila `ssid_code` atau `scmid_code` yang dikirim, sistem mencari sendiri ID internalnya:

```
SELECT ssid FROM snomedct_speciment WHERE code = '<ssid_code>'
SELECT scmid FROM snomedct_collect_method WHERE code = '<scmid_code>'
```

Urutan prioritasnya: `ssid` dipakai langsung bila diisi; bila kosong, barulah sistem melakukan pencarian lewat `ssid_code`.

Isi display dengan nama resmi SNOMED CT

Nilai `ssid_display` dan `scmid_display` diteruskan apa adanya ke field `.display` pada payload SatuSehat. Karena itu isilah dengan nama resmi persis seperti pada tabel referensi di bawah — bukan istilah lokal seperti “darah vena” atau “serum”.

Tabel referensi

Jenis spesimen yang paling sering dipakai — dari master snomedct_speciment (1.767 kode)		
SSID	SSID_CODE	SSID_DISPLAY
744	119364003	Serum specimen
664	119361006	Plasma specimen
1761	258580003	Whole blood specimen
1742	122555007	Venous blood specimen
1699	122575003	Urine specimen
1437	119339001	Stool specimen
925	119334006	Sputum specimen
164	258450006	Cerebrospinal fluid specimen

Metode pengambilan spesimen — isi lengkap master snomedct_collect_method		
SCMID	SCMID_CODE	SCMID_DISPLAY
1	129316008	Aspiration - action
2	129314006	Biopsy - action
3	129300006	Puncture - action
4	129304002	Excision - action
5	129323009	Scraping - action
6	82078001	Collection of blood specimen for laboratory
7	225113003	Timed urine collection
8	386089008	Collection of coughed sputum
9	713143008	Collection of arterial blood specimen
10	1048003	Capillary specimen collection
11	70777001	Urine specimen collection, catheterized
12	73416001	Urine specimen collection, clean catch
13	243776001	Blood sampling from extracorporeal blood circuit
14	278450005	Finger-prick sampling
15	285570007	Taking of swab

Kategori diagnostik yang relevan untuk laboratorium — dari master hl7_category (45 kode)		

CODE	DISPLAY
LAB	Laboratory
CH	Chemistry
HM	Hematology
MB	Microbiology
SR	Serology
URN	Urinalysis
BG	Blood Gases
IMM	Immunology
BLB	Blood Bank
PAT	Pathology
CP	Cytopathology
TX	Toxicology
PAR	Parasitology
MYC	Mycology
VR	Virology
OSL	Outside Lab
OTH	Other

Disusun dari master data dan kode program yang berjalan, bukan dari dokumentasi statis.

Acuan terminologi: SNOMED CT <http://snomed.info/sct> · HL7 v2-0074 · LOINC <http://loinc.org>